



Ceveron® TGA Cal Set

Ceveron TGA Cal Set dient zur Erstellung einer Kalibrationskurve, die für die Messung der Thrombingenerierung in humanem Citratplasma am Ceveron alpha TGA, sowie den Systemen der Ceveron 100 Serie benötigt wird.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Ceveron TGA CAL	1 x 0,5 mL	4 h (Ceveron)
Ceveron TGA CAL BUF	1 x 3mL	4 h (Ceveron)

Artikel Nr.:

5006347