



Emicizumab Controls Level 1 and Level 2

Emicizumab-Kontrollen Level 1 und Level 2 werden zur Qualitätskontrolle von modifizierten einstufigen FVII-Aktivitätsassays zur Bestimmung der Konzentration von aktivem Emicizumab aus einer Gerinnungszeitmessung verwendet.

Testprinzip

Emicizumab-Kontrollen der Level 1 und Level 2 können bei allen Tests wie bei Citratplasmaproben verwendet werden. Sie dienen zur Überwachung von Testvariablen für den einstufigen FVIII-Aktivitätsassay zur Bestimmung der Konzentration von aktivem Emicizumab.

Reagenz und Haltbarkeit (nach Rekonstitution)

Das Reagenz ist ungeöffnet bei +2-8°C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar.

Emicizumab Kontrolle Level 1	5 x 1 ml	8 h bei 2-8 °C 8 h bei 23-25 °C
Emicizumab Kontrolle Level 2	5 x 1 ml	8 h bei 2-8 °C 8 h bei 23-25 °C

Artikel Nr.:

152-401-CE