



## Endotoxin-freies Zubehör

---

Zur Endotoxinanalytik mit Haemotox rFC stehen verschiedene Endotoxin-freie Zubehör-Artikel zur Verfügung.

### Haemotox Sample Tubes

Teströhrchen zur Verdünnung des Endotoxin Standards und zur Verdünnung und Aliquotierung von Endotoxinproben. LPS-Gehalt: < 0,005 EU/ml.

Borosilikat-Glas Teströhrchen mit Aluminium Schraubverschluss  
16 x 90 mm, 70 Stück

**Artikel Nr.:** 31336

Borosilikat-Glas Teströhrchen  
16 x 100 mm, 10 Stück

**Artikel Nr.:** 31333

Haemotox Teströhrchen  
13 x 100 mm, 10 Stück

**Artikel Nr.:** 31331

### Haemotox Water

Steriles, hochgereinigtes pyrogenfreies Wasser zur Rekonstitution und Verdünnung von Reagenzien, Proben und Standards für die Endotoxinanalytik. LPS-Gehalt: < 0,001 EU/ml.

Haemotox Water 100 ml 16 x 100 ml

**Art. Nr.:** 31223

### Endotoxin-freie Probenbehälter

Zertifiziert Endotoxin-freie Behälter zur Probenaufbewahrung.

30 ml, ohne Etikett, ca. 400 St.

**Art. Nr.:** AB128

### Endotoxin-freie Pipettierplatten

Platten, 96 Vertiefungen, schwarz, Fluoreszenz, steril

**Artikel Nr.:** Anzahl der Bestimmungen

**31231** 1 x 96

**31232** 10 x 96

**31233** 50 x 96