



APC Control Kit

Lyophilisiertes humanes Plasma zur Qualitätskontrolle von APC Resistance.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Rekonstitution)

Die Reagenzien sind ungeöffnet bei 2-8°C bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar.

C1 FV-L Negativ Kontrolle	1 x 1 mL	8 Tage bei 2-8°C 8 h bei 15-25°C 6 Monate bei < -20°C
C2 FV-L Heterozygote Kontrolle	1 x 1 mL	8 Tage bei 2-8°C 8 h bei 15-25°C 6 Monate bei < -20°C

Artikel Nr.: 5344512