



UNITEST Faktor XI

Chromogene Bestimmung des Faktor XI-Spiegels im Plasma.

Testprinzip

Faktor XII $\xrightarrow{\text{Kaolin}}$ Faktor XIIa

Faktor XI $\xrightarrow{\text{Faktor XIIa}}$ Faktor XIa

Kallikrein + Faktor XIIa $\xrightarrow{\text{Inhibitor}}$

[Kallikrein • INH] + [Faktor XIIa • INH]

Substrat $\xrightarrow{\text{Faktor XIa}}$ Peptid + pNA

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Faktor XIa-Substrat	1 Fl.	6 Monate bei 4°C
Kaolin	1 Fl.	s. Verfalldatum
Puffer-Konzentrat	1 Fl.	s. Verfalldatum
Kallikrein Inhibitor	1 Fl.	8 Std. bei 4°C
Corn Trypsin Inhibitor	1 Fl.	8 Std. bei 4°C
Standardplasma	1 Fl.	8 Std. bei 4°C

Artikel Nr.:

0090