





Faktor XIa chromogener Test

Quantitative Bestimmung der Faktor XIa Aktivität in angereicherten und hochreinen Protein Präparationen. Nicht geeignet für die Bestimmung von FXIa in Plasma.

Testprinzip



Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Reag 1: FIX, FVIII, CaCl ₂	2 Fl.	2 Std. bei 37°C 8 Std. bei 2-8°C
Reag 2: FX, FIIa, PL, CaCl ₂	2 Fl.	2 Std. bei 37°C 8 Std. bei 2-8°C
FXa-Substrat	1 Fl.	1 Monat bei 2-8°C
Puffer Konzentrat	1 Fl.	s. Verfalldatum

Artikel Nr.: **110050**