



Technoplastin® HIS

Gerinnungstest zur Bestimmung der Thromboplastinzeit. Das lyophilisierte Reagenz aus Kaninchenhirn enthält einen Heparinneutralisator und Calcium. ISI ~ 1,2

Testprinzip

Die auf 37°C erwärmte Probe wird mit Technoplastin® HIS versetzt. Die Zeit bis zur Entstehung eines Gerinnsels wird gemessen.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Auflösung)

Technoplastin HIS	6 Stunden bei 37°C
	24 Stunden bei RT
	6 Tage bei 2-8°C
	2 Monate bei -20°C

Automatenadaptionen:

auf Anfrage

Packungsgröße:	12 x 2 ml
Artikel Nr.:	5003009

Packungsgröße:	2 x 10 ml
Artikel Nr.:	5003030

Packungsgröße:	6 x 10 ml
Artikel Nr.:	5003026

Packungsgröße:	20 x 10 ml
Artikel Nr.:	5003021