



## UNITEST Faktor XII

---

Chromogene Bestimmung des Faktor XII-Spiegels im Plasma.

### Testprinzip

Faktor XII  $\xrightarrow{\text{Aktivator}}$  Faktor XIIa

Substrat  $\xrightarrow{\text{Faktor XIIa}}$  Peptid + pNA

### Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Faktor XII-Substrat	1 Fl.	6 Monate bei 4°C
Faktor XII-Aktivator	1 Fl.	8 Std. bei 4°C
		6 Monate bei <-20°C
Puffer-Konzentrat	1 Fl.	s. Verfalldatum
Kallikrein-Inhibitor	1 Fl.	8 Std. bei 4°C
		6 Monate bei <-20°C
Standardplasma	1 Fl.	8 Std. bei 4°C

**Artikel Nr.:** 0068