



UNITEST Faktor XIIa-like Activity

Chromogene Bestimmungsmethode der Faktor XIIa-like Activity (α_2 M-gebundener Faktor XIIa).

Testprinzip

Substrat $\xrightarrow{[\alpha_2M \bullet \text{Faktor XIIa}]}$ Peptid + pNA

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Faktor XIIa-Substrat	1 Fl.	6 Monate bei 4°C
Kallikrein Inhibitor	1 Fl.	4 Std. bei 0°C
Puffer-Konzentrat	1 Fl.	s. Verfalldatum
Standardplasma (high)	1 Fl.	4 Std. bei 20-25°C
Standardplasma (low)	1 Fl.	4 Std. bei 20-25°C

Artikel Nr.:

0088