



Technoclot® PT Plus

Gerinnungstest zur Bestimmung der Thromboplastinzeit. Das lyophilisierte Reagenz aus Kaninchenhirn enthält einen Heparinneutralisator. ISI ~ 1,1

Testprinzip

Die auf 37°C erwärmte Probe wird mit Technoclot PT versetzt. Die Zeit bis zur Entstehung eines Gerinnsels wird gemessen.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Auflösung)

Technoclot PT	6 Stunden bei 37°C
	24 Stunden bei RT
	6 Tage bei 2-8°C
	2 Monate bei -20°C

Automatenadaptionen:

auf Anfrage

Packungsgröße:

5 x 4 ml

Artikel Nr.:

5003220

Packungsgröße:

10 x 10 ml

Artikel Nr.:

5003222