



## UNITEST Präkallikrein

Chromogene Bestimmung des Präkallikrein-Spiegels im Plasma.

### Testprinzip

Faktor XII  $\xrightarrow{\text{Kontaktaktivierung}}$  Faktor XIIa

Präkallikrein  $\xrightarrow{\text{Faktor XIIa}}$  Kallikrein

Substrat  $\xrightarrow{\text{Kallikrein}}$  Peptid + pNA

### Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Kallikrein-Substrat	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C
Präkallikrein-Aktivator	1 Fl.	8 Std. bei 2-8°C
		6 Monate bei -20°C
Puffer-Konzentrat	1 Fl.	Verfalldatum
Standardplasma	1 Fl.	8 Std. bei 2-8°C

**Artikel Nr.:** **0070**