



## UNITEST Kallikrein-like Activity

---

Chromogene Bestimmung der Kallikrein-like Activity im Plasma, die hauptsächlich durch die Aktivität des  $\alpha_2$ M-gebundenen Kallikreins hervorgerufen wird.

### Testprinzip

Substrat  $\xrightarrow{[\alpha_2M \bullet Kallikrein]}$  Peptid + pNA

### Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Kallikrein-Substrat	1 Fl.	6 Monate bei 2-8°C
Puffer-Konzentrat	1 Fl.	Verfalldatum
Standardplasma (hohe Aktivität)	1 Fl.	4 Std. bei RT
Standardplasma (niedrige Aktivität)	1 Fl.	4 Std. bei RT

**Artikel Nr.:** 0087