



## UNITEST Kallikrein-Inhibitoren

---

Chromogene Bestimmung der Kallikrein-Inhibitoren im Plasma.

### Testprinzip

Kallikrein-INH + Kallikrein (Überschuß) →  
[Kallikrein-INH • Kallikrein] + Kallikrein (Rest)

Substrat  $\xrightarrow{\text{Kallikrein (Rest)}}$  Peptid + pNA

### Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Kallikrein-Substrat	1 Fl.	8 Std. bei 2-8°C
		6 Monate bei -20°C
Kallikrein (human)	1 Fl.	Verfalldatum
Puffer-Konzentrat	1 Fl.	Verfalldatum
Standardplasma	1 Fl.	8 Std. bei 2-8°C

**Artikel Nr.:** 0073