



---

## Thrombinzeit Reagenz

---

Gerinnungstest zur Bestimmung der Thrombinzeit. Das lyophilisierte Reagenz enthält pro Flasche 20 internationale Einheiten bovines Thrombin.

### Testprinzip

Die auf 37°C erwärmte Probe wird mit dem Thrombin Reagenz versetzt. Die Zeit bis zur Entstehung eines Gerinnsels wird gemessen.

### Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

Thrombin Reagenz	8 Stunden bei RT
	1 Monat bei -20°C

**Automatenadaptionen:** **auf Anfrage**

**Packungsgröße:** **6 x 6 ml**

**Artikel Nr.:** **5100005**