



LA SCREEN (DRVVT)

Test zum Screening von Lupus Antikoagulanzen (LA) im Plasma.

Testprinzip

Lupus Antikoagulanzen werden mit der DRVVT-Methode (Dilute Russell's Viper Venom Time) bestimmt. Das Schlangengift der *Vipera russelli* aktiviert direkt die Faktoren X und V. In Gegenwart von Phospholipiden und Calciumionen folgt die Aktivierung des Prothrombins zu Thrombin. In Anwesenheit von Lupus Antikoagulanzen werden die gerinnungsaktiven Phospholipide inhibiert, wodurch die Aktivierung des Thrombins gestört wird. Im Vergleich zu Normalplasma ist dann die Gerinnungszeit verlängert.

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Öffnung)

LA SCREEN	5 Fl.	1 Monat bei -20°C
		48 Stunden bei 2-8°C
		24 Stunden bei 20-25°C
		8 Stunden bei 37°C

Packungsgröße:	5 x 2 ml
Automatenadaptionen:	auf Anfrage
Artikel Nr.:	5343012