



Technochrom® Antithrombin III (IIa-based)

TECHNOCHROM® AT III Kit ist ein komplettes Kit für die chromogene Bestimmung von AT III auf Analysenautomaten.

Testprinzip

ATIIIProbe + Thrombin \longrightarrow [AT III . Heparin . Thrombin] Komplex
(Reagenz A1 oder A2) + Restthrombin

Restthrombin
Substrat Th-1 \longrightarrow Freisetzung von p-Nitroanilin (405 nm)

Reagenzien und Haltbarkeit (nach Rekonstitution)

Das Reagenz ist ungeöffnet bei +2-8°C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar.

TECHNOCHROM® AT III Reagenz A2	1 x ~ 43 IU	1 Tag bei 37 °C 4 Wochen bei Raumtemperatur 2 Monate bei 15°C 4 Monate bei 4 °C
TECHNOCHROM® AT III Reagenz Th-1	1 x 10 µmol	1 Tag bei 37 °C 4 Wochen bei Raumtemperatur 2 Monate bei 15°C 4 Monate bei 4 °C
Natrium Chlorid Lösung 0,9 %	2 x 25 mL	Verfallsdatum

Anzahl der Bestimmungen:

100

Artikel Nr.:

5340224